



AGMED Jolanta
Presch

★★★★★ 5,0 / 5
4 oceny

Szkolenie - zastosowanie biorezonansu w teorii i praktyce – praca na urządzeniach typu BICOM, kurs 3-stopniowy z elementami kompetencji cyfrowych i sztucznej inteligencji (AI)

Numer usługi 2026/09/23/50827/3829152

📍 Lubaczów

🏠 Usługa szkoleniowa

📅 mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

👤 Zajęcia indywidualne

🕒 24:00 h

📅 30.11.2026 do 18.12.2026

8 000,00 PLN brutto

8 000,00 PLN netto

333,33 PLN brutto/h

333,33 PLN netto/h

183,33 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Zdrowie i medycyna / Zdrowie publiczne

Grupa docelowa usługi

Szkolenie jest polecane przede wszystkim:

- osobom, które chcą zgłębić wiedzę z zakresu obsługi urządzeń NLS różnego typu,
- dla osób, które posiadają urządzenie, ale brakuje im wiedzy lub pewności w działaniu,
- dla pracowników lub pracodawców działających w tematyce naturoterapii, chcących poznać nowe narzędzia.

Szkolenie adresowane jest także dla uczestników projektu:

- Kierunek Rozwój WUP Toruń
- Usługi rozwojowe województwa śląskiego FESL.10.17
- Usługi rozwojowe województwa śląskiego
- Małopolski pociąg do kariery - sezon 1"
- "Nowy start w Małopolsce z EURESem".

Minimalna liczba uczestników

1

Maksymalna liczba uczestników

1

Data zakończenia rekrutacji

29-11-2026

Forma prowadzenia usługi

mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnej i bezpiecznej pracy z urządzeniem, w tym do jego prawidłowej obsługi, organizacji stanowiska, korzystania ze wzorców referencyjnych, prowadzenia odczytów oraz doboru działań regulacyjnych zgodnie z przyjętą metodyką pracy.

Szkolenie rozwija również umiejętność prowadzenia spotkania z klientem, porządkowania uzyskanych informacji, obserwowania reakcji i zmian oraz komunikowania przebiegu pracy w sposób neutralny, zrozumiały i zgodny z

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
przygotowuje urządzenie, wyposażenie oraz stanowisko do prawidłowej i bezpiecznej pracy.	prawidłowo uruchamia urządzenie, dobiera i podłącza podstawowe akcesoria oraz porusza się po menu	Test teoretyczny
	wskazuje podstawowe ustawienia programu oraz zasady higieny pracy	Test teoretyczny
	Opisuje zasady pracy z biorezonansem.	Test teoretyczny
posługuje się wzorcami referencyjnymi oraz narzędziami odczytu w celu porządkowania informacji uzyskiwanych podczas pracy z urządzeniem	rozdziela podstawowe grupy wzorców oraz wyjaśnia zasady ich prawidłowego stosowania	Test teoretyczny
	przeprowadza odczyt zgodnie z przyjętą procedurą i rozpoznaje czynniki mogące wpływać na jego powtarzalność, porównuje uzyskane informacje i wskazuje obszary wymagające dalszego sprawdzenia lub zawężenia pracy.	Test teoretyczny Test teoretyczny
Korzysta z nowoczesnych technik AI	Obsługuje narzędzia AI w marketingu gabinetu	Test teoretyczny
	Ocenia wyniki za pomocą narzędzi AI	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
planuje i prowadzi proces regulacyjny zgodnie z ustaloną kolejnością działań oraz indywidualnymi potrzebami klienta	przeprowadza rozmowę wstępną i określa zakres pracy na podstawie zgłaszanych potrzeb, odczuć i obserwacji klienta	Test teoretyczny
	dobiera kolejność działań, wzorce oraz ustawienia urządzenia zgodnie z przyjętym schematem pracy	Test teoretyczny
	dobiera kolejność działań, wzorce oraz ustawienia urządzenia zgodnie z przyjętym schematem pracy,	Test teoretyczny

Kwalifikacje i kompetencje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem i rozwinięciem umiejętności w zakresie pracy z biorezonansem na urządzeniach typu BICOM, w szczególności do osób prowadzących lub planujących prowadzenie gabinetu, pracowników branży naturoterapii oraz osób chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących, które chcą nauczyć się pracy z urządzeniem od podstaw, jak i do osób posiadających doświadczenie, które chcą uporządkować wiedzę, rozwinąć umiejętności praktyczne oraz poznać nowe metody pracy, w tym wykorzystanie narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji (AI).

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny przeprowadzony za pomocą narzędzi cyfrowych) trwająca 1 godzinę dydaktyczną. Wyniki testów cyfrowych generowane są automatycznie przez system, od razu po zakończeniu walidacji.

Wymagany poziom obecności na zajęciach min. 80 % czasu szkoleniowego.

Szkolenie jest online, w czasie rzeczywistym. Całość szkolenia polega na rozmowie na żywo oraz współdzieleniu ekranu. W ten sposób nauka jest praktyczna.

HARMONOGRAM SZKOLENIA - współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo

DZIEŃ 1 – Podstawy pracy z urządzeniem i technika odczytu

10:00–10:45

Wprowadzenie do pracy z urządzeniem

- zasady i zakres stosowania urządzenia,
- proces regulacyjny i model pracy warstwowej,
- możliwości oraz ograniczenia metody.

10:45–11:30

Obsługa urządzenia i organizacja stanowiska

- wyposażenie, akcesoria i sposoby podłączenia,
- menu, programy i podstawowe ustawienia,
- higiena, konserwacja i organizacja stanowiska.

11:30–11:45 – PRZERWA

11:45–12:45

Wzorce referencyjne i zasady ich stosowania

- rodzaje wzorców i system oznaczeń,
- dobór wzorców do zakresu pracy,
- zasady bezpieczeństwa i korzystania z instrukcji producenta.

12:45–14:00

Technika odczytu

- narzędzia i sposoby prowadzenia odczytu,
- czynniki wpływające na jego powtarzalność,
- zawężanie zakresu pracy i ustalanie priorytetów.

DZIEŃ 2 – Proces regulacyjny i prowadzenie spotkania

10:00–10:45

Przygotowanie klienta i rozpoczęcie pracy

- przygotowanie do spotkania,
- rozmowa wstępna i ustalenie zakresu pracy,
- zasady bezpiecznego rozpoczęcia procesu.

10:45–11:30

Praca krok po kroku

- kolejność działań,
- test warstwowy,
- łączenie i porównywanie wzorców.

11:30–11:45 – PRZERWA

11:45–12:45

Dobór ustawień i przebieg regulacji

- dobór trybu, zakresu, czasu i parametrów pracy,
- budowanie ustawień własnych,
- prowadzenie pracy jedno- i dwukanałowej.

12:45–14:00

Ocena przebiegu procesu

- obserwacja reakcji klienta,
- możliwe przyczyny braku oczekiwanych rezultatów,
- zakończenie spotkania i weryfikacja zmian.

DZIEŃ 3 – Praca zaawansowana, komunikacja i praktyka

10:00–10:45

Praca z różnymi grupami wzorców

- wzorce środowiskowe, żywieniowe i regulacyjne,
- wzorce emocjonalne,
- zasady kolejności i zawężania pracy.

10:45–11:30

Regulacja pobudzenia, wyciszenia i obszaru emocjonalnego

- rozpoznawanie poziomu obciążenia,
- wspieranie równowagi i komfortu,
- granice pracy w obszarze emocjonalnym.

11:30–11:45 – PRZERWA

11:45–12:30

Wsparcie codziennego funkcjonowania klienta

- nawodnienie, odżywianie i aktywność,
- techniki oddechowe i wyciszające,
- obserwacja indywidualnych reakcji.

12:30–13:15

Bezpieczna komunikacja i dokumentacja

- język regulacji, wsparcia i dobrostanu,
- zakres przekazywanych informacji,
- dokumentacja i opis usługi.

13:15–14:00

Praca praktyczna i podsumowanie

- analiza przykładowych sytuacji,
- najczęstsze błędy,
- plan dalszej pracy i wdrożenia zdobytych umiejętności.

14:15–15:00

Walidacja

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 16

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
1 z 16 Część 1	Zajęcia	Jolanta Presch	30-11-2026	10:00	11:45	01:45	Nie
2 z 16 -	Przerwa	-	30-11-2026	11:45	12:00	00:15	Nie
3 z 16 Część 2	Zajęcia	Jolanta Presch	30-11-2026	12:00	14:30	02:30	Nie
4 z 16 Część 3	Zajęcia	Jolanta Presch	07-12-2026	10:00	11:45	01:45	Nie
5 z 16 -	Przerwa	-	07-12-2026	11:45	12:45	01:00	Nie
6 z 16 Część 4	Zajęcia	Jolanta Presch	07-12-2026	12:45	16:00	03:15	Nie
7 z 16 Część 5	Zajęcia	Jolanta Presch	14-12-2026	10:00	11:45	01:45	Nie
8 z 16 -	Przerwa	-	14-12-2026	11:45	12:45	01:00	Nie
9 z 16 Część 6	Zajęcia	Jolanta Presch	14-12-2026	12:45	16:00	03:15	Nie
10 z 16 Część 7	Zajęcia	Jolanta Presch	17-12-2026	10:00	11:45	01:45	Tak
11 z 16 -	Przerwa	-	17-12-2026	11:45	12:00	00:15	Tak
12 z 16 Część 8	Zajęcia	Jolanta Presch	17-12-2026	12:00	13:45	01:45	Tak
13 z 16 -	Przerwa	-	17-12-2026	13:45	14:15	00:30	Tak
14 z 16 Część 9	Zajęcia	Jolanta Presch	17-12-2026	14:15	16:45	02:30	Tak
15 z 16 -	Przerwa	-	17-12-2026	16:45	17:00	00:15	Tak
16 z 16 -	Walidacja	-	17-12-2026	17:00	17:30	00:30	Tak

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	24:00
w tym suma godzin zajęć	20:15
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	03:15
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	27:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	8 000,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	8 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	333,33 PLN
Koszt osobogodziny netto	333,33 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	24:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Jolanta Presch

Gabinet terapeutyczny prowadzi od 2017 roku, a kompetencje są systematycznie rozwijane poprzez szkolenia krajowe i zagraniczne. Na podstawie doświadczenia gabinetowego oraz opinii klientów tworzone są autorskie programy szkoleń, łączące teorię z praktyką i odpowiadające realnym

potrzebom terapeutów.

Od 2020 roku prowadzi szkolenia i sprzedaż urządzeń biorezonansowych BICOM. Posiada dyplom Instruktora Terapii Naturalnych, a także kwalifikacje naturopaty i fitoterapeuty, co umożliwia kompleksowe przekazywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Szkolenia obejmują także zagadnienia związane z problemami psychosomatycznymi, uzupełnione wiedzą z studiów psychologicznych, kursów doszkalających oraz pracy w zakresie terapii integracji świadomości, co pozwala prowadzić szkolenia w sposób holistyczny.

Ponad 90% kursantów prowadzi własne gabinety, stosując skuteczne terapie. Zdobyte doświadczenie pozwala rzetelnie przygotować uczestników do samodzielnej pracy w zawodzie terapeuty, łącząc aspekty praktyczne, teoretyczne i cyfrowe.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje po szkoleniu następujące materiały / pomoce szkoleniowe:

- a) opracowane materiały edukacyjne - dostęp do narzędzi AI wspierających naukę nowej wiedzy i późniejszą pracę.
- b) dodatkowe nagrania uzupełniające wiedzę,
- c) wsparcie po szkoleniu w formie kontaktu e-mail - nie zostawiamy kursantów samych z pytaniami!

Warunki uczestnictwa

Wymagania w zakresie uczestnictwa to:

- Podczas szkolenia proszę posiadać telefon komórkowy oraz komputer mobilny (laptop)
- Obsługa komputera

Informacje dodatkowe

1.Wymagany poziom obecności na zajęciach min. 80 % czasu szkoleniowego.

2.Zwolnienie z VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1983).

3.Istnieje możliwość przygotowania szkolenia indywidualnie pod potrzeby uczestnika jesteśmy elastyczni w zakresie doboru tematyki oraz dogodnego terminu.

Warunki techniczne

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:

- Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy); - 2GB pamięci RAM

(zalecane 4GB)

- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana

najnowsza wersja) - Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox

lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)

- Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości

HD) - kamera, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki - wbudowane lub zewnętrzne

Aplikacja ZOOM jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami stacjonarnymi oraz

mobilnymi (tj. laptop, tablet, telefon komórkowy)

Link do szkolenia zostanie przekazany uczestnikom drogą mailową najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia szkolenia. Dane dostępne do usługi zostaną opublikowane w karcie usługi nie później niż w przeddzień rozpoczęcia szkolenia.

Zapisując się na usługę wyrażasz zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku w wyżej wymienionych celach.

Adres

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 83

37-600 Lubaczów

woj. podkarpackie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Laboratorium komputerowe

Kontakt



JOLANTA PRESCH

E-mail j.presch93@gmail.com

Telefon (+48) 530 385 343